

(FR) Précautions : Ne pas utiliser si la bague du bouchon est endommagée ou absente • Ne pas utiliser en remplacement de votre système de décontamination habituel.

Composition : Chlorure de sodium, acide borique, OcuPure® - 0,005 % et eau purifiée

(DE) Vorsichtsmaßnahmen: Nicht verwenden, wenn das Sicherheitsiegel beschädigt ist oder fehlt • Nicht anstelle des üblichen Desinfektionssystems verwenden.

Enthält: Natriumchlorid, Borsäure, OcuPure® - 0,005 % und gereinigtes Wasser

(IT) Precauzioni: Non usare se il sigillo antimanomissione è danneggiato o assente • Non usare al posto del sistema disinfettante abituale.

Contiene: Cloruro di sodio, acido bórico, OcuPure® - 0,005% e acqua purificata

(NL) Voorzorgmaatregelen: Het product niet gebruiken wanneer de veiligheidsverzegeling verbroken is of wanneer deze ontbreekt • Niet gebruiken in plaats van uw gebruikelijke desinfecterende systeem.

Bevat: natriumchloride, boorzuur, OcuPure® – 0,005% en gezuiverd water

SYMBLES / SYMBOLE / SIMBOLI / SYMBOLEN

Revision date: 10/2011 AMS1200GM10J



Consulter le mode d'emploi / Gebrauchsanweisung beachten
Leggere le istruzioni per l'uso / Zie gebruiksinstructies



Fabricant / Hersteller / Produttore / Fabrikant



Numéro de lot / Chargenbezeichnung / Numero di lotto / Partijcode



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato / Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is



Utiliser avant / Verwendbar bis / Utilizzare entro / Gebruiken vóór



Sterile. Technique aseptique / Steril. Aseptische Technik
Sterile. Tecnica asettica / Steriel. Aseptische techniek

CE 0483

AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co Dublin, Ireland



LENS PLUS and OcuPure
are trademarks owned by or
licensed to Abbott Laboratories,
its subsidiaries or affiliates.
© 2011 Abbott Medical Optics Inc.

No: 90059



5 050474 102095

(FR)

Grâce à cette solution de rinçage unique et à son principe actif breveté OcuPure®, votre confort oculaire est assuré. La solution de rinçage LENS PLUS

OcuPure® est le choix naturel pour rincer vos lentilles après leur décontamination. Elle peut être utilisée pour la décontamination thermique des lentilles souples et est également idéale pour dissoudre les comprimés de déprotéinisation.

Mode d'emploi : Il convient de toujours se laver et se sécher soigneusement les mains avant de manipuler les lentilles de contact. Une fois les lentilles nettoyées et décontaminées, les rincer soigneusement avec la solution de rinçage LENS PLUS OcuPure® avant de les mettre. Suivre les instructions du fabricant pour utiliser les comprimés de déprotéinisation correctement.

Précautions : Il convient de suivre toutes les instructions afin d'éviter tout risque d'infection ou de lésion oculaire grave.

- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
- En cas d'irritation oculaire, retirer les lentilles de contact et consulter votre ophtalmologiste
- Toujours utiliser une nouvelle solution
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption
- Bien refermer le flacon immédiatement après utilisation
- Pour éviter toute contamination, ne pas mettre l'embout du flacon en contact avec quelque surface que ce soit
- Jeter toute solution restante 90 jours après l'ouverture initiale du flacon
- Conserver à température ambiante
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas rincer vos lentilles de contact ni votre étui à lentilles avec de l'eau du robinet
- Ne pas avaler la solution